

Mextra Superabsorberend wondverband, 20 x 30 cm, steriel **Doos van 10**



- Superabsorberend wondverband met een vloeistofafwerende toplaag
- Het verband is ideaal omdat het de genezing bevordert en meerdere voordelen biedt aan u en uw patiënten
- Toepassingen:
 - Mextra® Superabsorberend is geschikt voor matig tot sterk exsuderende wonden
 - Exsudaat wordt geabsorbeerd door de contactlaag en vastgehouden in de centrale laag van het verband
 - Dit minimaliseert het risico op maceratie
- De beschermende laag van waterafstotend vliesmateriaal fungeert als waterbarrière en voorkomt lekkage van exsudaat
- Frequentie van verbandwissels:
 - Mextra® Superabsorbent kan meerdere dagen blijven zitten
 - Het verband moet worden vervangen afhankelijk van de klinische toestand van de wond of wanneer het absorptievermogen van het verband verzadigd is