

Beenlifstkussen met Polymaille hoes



- Afmetingen: 63 x 71 x 7,5 cm
- Indicaties:
 - Hulpmiddel voor houding van de onderste ledematen
 - Semi-fowler positionering: helpt de druk op de hiel en het heiligbeen te verlichten, zorgt voor stabiliteit van de patiënt en vermindert "naar voren glijden", waardoor de effecten van wrijving en afschuiving, die belangrijke factoren zijn bij het ontstaan van decubitus, worden beperkt
 - Voorgevormd schuim met hoge veerkracht:
 - Dankzij de mechanische eigenschappen (elasticiteit, soepelheid) en hoge dichtheid (40 kg/m³) zorgt het ervoor dat de houding in de loop van de tijd behouden blijft, voor een comfortabelere en soepelere houding, voor een goede therapieleving
- Polymaille hoes:
 - Bi-elastische polyurethaan gecoate stof
 - Niet-allergeen en behandeld met antibacteriële, antimicrobiële en schimmelwerende middelen
 - Bestrijdt wrijving en schuren
 - Voelt zacht en soepel aan (comfort)
 - Bevordert gasuitwisselingen (waterdamp, transpiratie) om maceratie tegen te gaan
 - Waterdicht: gecontroleerde hygiëne en verhoogde duurzaamheid van het oppervlak
 - Wasbaar tot 95°C, ontsmet door koud afsprengen
 - Vlamvertragende behandeling
 - Bij gebruik door meerdere patiënten is het raadzaam om voor elke patiënt een nieuwe hoes aan te schaffen

