

## Ambulante spuitpomp Canafusion CA-700



- De CA-700 is een draagbare, intuïtieve spuitpomp die ideaal is voor het toedienen van medicijnen en vloeistoffen met een laag volume en lage flow. Met een groot aantal functies is de pomp geschikt voor infuustherapie in een groot aantal toepassingen in ziekenhuizen, ambulante en thuiszorgomgevingen.
- Op maat gemaakt dockingstation met centraal opladen, verkrijgbaar in 2, 4 en 6 modules.
- Herkent automatisch 5 ml, 10 ml, 20/30 ml en 50/60 ml spuiten van toonaangevende merken (open systeem).
- Breed debietbereik van 0,1 tot 1000 ml/u.
- Flexibele infuusmodi: ml/u, tijd/volume en weegmodus.
- Verbeterde veiligheid door het gebruik van een medicijnbibliotheek, waardoor het risico op overdosering afneemt.
- Geheugen kan tot 120 doseringsprotocollen opslaan.
- Volledige alarmbeveiliging.
- Lithiumbatterij voorziet de pomp tot 24 uur van stroom.
- 90 graden rotatie voor verschillende medicijnbehandelingen