

Ambulante spuitpomp BodyGuard "T"



- De BD BodyGuard™ T spuitpomp is ontworpen om flexibiliteit en betrouwbaarheid te bieden, zodat de overgang tussen ziekenhuis- en thuiszorg moeiteloos verloopt.
- De pomp is compact, licht van gewicht en eenvoudig in gebruik en is een ideale keuze voor thuisverpleegkundigen en hun patiënten.
- Belangrijkste functies
 - Instelbare stroomsnelheid van 0,1 ml/u tot 650 ml/u voor maximale nauwkeurigheid.
 - Ondersteunt spuiten van 2 ml tot 50/60 ml, met automatische herkenning van de meest voorkomende merken.
 - Driepuntsspuitsensoren voor snelle en veilige installatie.
 - Groot scherm voor intuïtieve navigatie en eenvoudige toegang tot informatie.
 - 9V batterij met een levensduur tot 50 uur voor meer mobiliteit.
 - Ergonomisch ontwerp voor verbeterde draagbaarheid en meer autonomie voor de patiënt.
 - Postocclusie bolusreductiesysteem voor verbeterde patiëntveiligheid.

- Toetsenbordvergrendeling en toegangscodebeveiliging om onbedoelde wijzigingen te voorkomen.
- Veiligheid en comfort

Met een vergrendelbaar toetsenbord en functies die beveiligd zijn met toegangscodes, minimaliseert de BD BodyGuard™ T het risico op fouten, terwijl een nauwkeurige toediening van het geneesmiddel gegarandeerd is. Het compacte, lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort van de patiënt, waardoor deze gemakkelijker kan bewegen en onafhankelijk kan blijven.
- Technische specificaties:
 - Afmetingen: 167 x 68 x 39 mm, Gewicht zonder batterij: 230 g.
 - Nauwkeurigheid stroomsnelheid: $\pm 5\%$ onder nominale omstandigheden.
 - Bolusvolume: 0 tot 20 ml, met een bolussnelheid van 1 tot 650 ml/uur.
 - Instelbare occlusiedruk van 200 tot 1500 mmHg.
 - Voldoet aan de huidige normen, waaronder IEC 60601-1 en IEC 62304 voor verbeterde veiligheid.
- Batterij niet meegeleverd.