

Domiflex 3 Plus - lange zijsponden



- Uitgebreid hoogteverstelbereik van 35 tot 80 cm voor ergonomisch in- en uitstappen en optimale werkhogte.
- Kabelbediende handbediening met vergrendelfunctie en vele instelmogelijkheden.
- Soft-touch knoppen zorgen voor comfortabele haptiek en veilige bediening.
- Patiëntgewicht tot 155 kg en veilige werklast tot 190 kg.
- Kenmerken:
 - Maximaal patiëntengewicht 155 kg
 - Instaphoogte 35 - 80 cm
 - 4-delig elektrisch ligvlak
 - Breedte ligvlak 90 cm
 - Ligvlak lengte 200 cm
- Ligvlak met houten latten voor optimaal ligcomfort
- Panelen zonder coating
- Doorlopende houten zijhekken, twee zijden
- Kleur Pfleiderer R20128 Eik licht Sonoma (R3181)
- Voorzien van een ziekenoprichter
- Ligvlak met matrascompensatie
- Wielen met rem diam. 100mm Tente
- Elektrisch verstelbaar (motor) met Trendelenburg functie
- Elektrische uitrusting met EU-stekker (Laagspanningssysteem)
- limoss motor fabrikant - Einzelantrieb
- Verpakking met transport- en opslagsysteem