

Statlock IV Ultra stabilization-Device Doos van 50



- Het enige StatLock stabilisatiehulpmiddel dat strategisch is ontworpen om de katheter gemakkelijk "boven de hub" vast te zetten, waardoor complicaties worden verminderd en de verblijfsduur wordt verlengd
- Over-the-base retainer voor optimale fixatie dicht bij de inbrengplaats
- Ademend, niet-absorberend gebreid polyester verankeringskussen
- Steriel en latexvrij

- Technische specificaties:
 - Gebreid kompres met schuim
 - Vorm kompres: IV Ultra
 - Maat: Volwassen
 - Latexvrij
 - DEHP vrij
 - Sterilisatiemethode: Ethyleenoxide
 - Houdbaarheid: 36 maanden
 - Classificatie: Is