

Uristop professioneel urinoirontstopper Fles van 1 liter



- Vloeibare ontstopper voor urinoirs.
- Verwijdert kalkaanslag.
- Lost urinestenen op.
- Verwijdert onaangename geurtjes.
- Warmt niet op.
- Eigenschappen:
 - Bijzonder aanbevolen voor elke gemeenschap met urinoirs.
 - Speciaal ontworpen om kalk en urinestenen in urinoirbuizen op te lossen.
 - De werking van het product elimineert geurtjes afkomstig van urinoirs.
 - Kan ook preventief gebruikt worden om verstopping door ureumkristallisatie te voorkomen.
 - Onschadelijk voor septische putten.
- Gebruiksaanwijzing:
 - Bij verstopping 1/2L in het urinoir gieten en minstens 15 minuten laten staan.
 - Spoel en controleer of de afvoer ontstopt is.
 - Herhaal dit bij een grote verstopping.
 - Voor gebruik op roestvrij metaal of chroom: onmiddellijk afspoelen met schoon water.
- Veiligheidsinstructies:
 - Lees aandachtig het veiligheidsinformatieblad, de technische fiche en het etiket op de verpakking.
 - Bewaar het product in de originele verpakking, uit de buurt van licht en vocht.
 - Bewaar het bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, vermijd extreme temperaturen (>40°C) gedurende langere periodes.
 - Alleen voor professioneel gebruik
- Dosering:
 - Puur gebruiken.
 - Preventief: 100 ml per week per urinaal.