

Liderfix Latex Free buisvormig netverband nr 1

- Lengte: 25 m
- Niet steriel
- Voor vingers en hand
- Latex-vrij: Gemaakt van een elastisch materiaal dat bestaat uit een mengsel van 86% polyamide en 14% elastomeer met een dubbele laag polyamidevezels
- Vertoont geen verschuivingen in de knopen wanneer het

wordt blootgesteld aan trekspanning of longitudinale of transversale sneden veroorzaakt door normaal gebruik

- Kleur: wit
- Voordelen:
 - Maximale elasticiteit van de stof
 - Gemakkelijke meetidentificatie dankzij de gekleurde lijn
 - Uiterst zachte stof