

Kartonnen bedpannen, 2 liter Doos van 100



- Eenmalig gebruik
- Gevormde vezelpulp, gemaakt van gerecycleerd product
- Verbrijzelt door maceratie
- Kenmerken
 - Ergonomisch gevormd traditioneel ontwerp
 - Stimuleert onafhankelijk toiletgebruik, wat zorgt voor gemak, waardigheid en comfort voor patiënten
 - Glad afgewerkte opening voor gebruiksgemak en comfort
 - Wegwerpproduct voor eenmalig gebruik om het risico op kruisinfectie te verminderen
 - Gevormd vezelproduct gemaakt van 100% gerecycleerd papier
 - Volledig wegwerpbaar in de Vernacare verbrijzelaars
- Regelgeving
 - Voldoet aan: Medical Device Regulatie 2017/745 Klasse 1 (niet steriel)
 - Beoordeling productspecificatie PAS 29:1999
 - Wegwerpbaarheid: door maceratie
 - ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015
 - Vloeistof Retention Test
 - Getest in overeenstemming met PAS 29:1999
 - Houdt gegarandeerd 4u de vloeistof vast
 - Weerstandstemperatuur: 35°C (+/-3)
 - Technische gegevens
 - Afmetingen bedpan 355 x 285 x 100mm
 - Inhoud 2.0 Liter (max)
 - Materiaal 100% papierpulp
 - Gewicht 48.0g (+/- 5g)
 - Kleur Grijs