

Insuline spuit Micro Fine 0,5 ml + naald 30G x 8 mm Doos van 10



- Microfine insulinespuit is voorzien van een vaste naald.
- De naald is van chirurgisch staal gemaakt en is geslepen in een driedimensionale punt en zorgt voor een bijna pijnloze injectie.
- De volumes bestaan uit 0.3ml, 0.5ml, 1ml en in diverse

lengtes te verkrijgen.

- De Microfine insuline spuiten zijn afgesloten met oranje en witte beschermkap.
- Duidelijke markering maakt het goed leesbaar.