

GCare Home Rehofix WC-verhoger met deksel, 5 cm



- Ontworpen in Italië voor comfort en veiligheid.
- Gemaakt in Italië.
- Hermetisch afgesloten zitting van hoogwaardig kunststof voorkomt de overdracht of groei van bacteriën.
- Het brede zitvlak met gladde randen vermindert de druk op de zitbeenknobbels.
- De ergonomisch ontworpen zitting helt naar voren om een correcte zithouding te bevorderen en het buigen van de knieën en heupen te verminderen.
- Voor- en achteropeningen maken persoonlijke hygiëne mogelijk.
- Ontworpen om te passen op een groot aantal toiletten, zelfs vierkante
- Lichtgewicht en stabiel.
- Gemakkelijk schoon te maken.
- Eenvoudig te wisselen van de versie zonder deksel naar de versie met deksel, zonder het originele product aan te passen.
- Vaatwasmachinebestendig.
- Onderhoudsvrij.
- Vergrendelingssysteem ontworpen met een gemakkelijk

vast te pakken knop, waardoor de verstelling zelfs voor gebruikers met artritis gemakkelijk is.

- De vergrendelingsklemmen hebben rubberen antislipinzetstukken voor maximale stabiliteit en veiligheid.
- Eenvoudige montage zonder gereedschap.
- Plat verpakt om transportkosten te minimaliseren.
- Accessoires verkrijgbaar voor meer design, comfort en hygiëne.
- 2 jaar garantie.
- Maximaal gecertificeerd gebruikersgewicht: 250 kg.
- Gecertificeerd volgens de strengste veiligheids- en kwaliteitsnormen (EN ISO 14971:2019+A11:2021, EN ISO 13485:2016+A11:2021, ISO 17966:2016, PN-EN 12182:2012, PN-EN 581-2:2016-02, PN-EN 1022:2019-03, EN ISO 14001:2015, PN-EN 1041:2010 + A1 2013).
- Vervaardigd met biocompatibele materialen in overeenstemming met EN ISO 10993-5:2009 en EN ISO 10993-10:2013.
- CE Medisch Klasse I artikel