

Vast looprek Omega, blauw



- Vast loophulpcadru met hoogteverstelling, gelast aluminium
- Frame van gelaste aluminium buizen (buis Ø 25 x 1,2 – kwaliteit: 5086)
- Gebogen versteviging voor gemakkelijk toiletgebruik
- Hoogteverstelling in 5 standen (telkens met een tussenafstand van 25 mm)
- Hoogteverstelling met eenvoudige klikvergrendeling
- Verlengstukken: aluminium buis Ø 22 x 1,2 – kwaliteit:

5449

- Blauwe epoxycoating
- Zelfklevende schuimrubberen handvatten
- Doppen: 19 x 40 mm, zwart
- Totale hoogte: van 810 mm tot 910 mm
- Totale breedte: van 640 mm tot 650 mm
- Totale diepte: van 495 mm tot 515 mm
- Gewicht van het product: 1,8 kg