

Multifunctioneel verwarmingskussen Beurer HK55 Cosy



- Eenvoudige bevestiging voor buik, rug en gewrichten
- Ademend
- Zacht en comfortabel op de huid
- Snelle opwarming
- 3 temperatuursinstellingen
- Beurer veiligheidssysteem (BSS)
- Automatische uitschakeling na ca. 90 min.
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Verlichte temperatuurniveaus
- Verwijderbare schakelaar
- Verwarmingskussen van fluweel
- Verwarmingskussen: machinewasbaar op 30°C
- Voldoet aan de OEKO-TEX® STANDARD 100-norm
- Kleur: rood

