

## Beurer FT65 oorthermometer



- 6-in-1 functie: oortemperatuur, voorhoofdstemperatuur, oppervlaktetemperatuur, koortsindicator, datum en tijd, 10 geheugenlocaties
- Tot 37,9°C = groen, vanaf 38,0°C = rood
- Bijna onmiddellijke meting
- Infraroodmeettechnologie
- LED-koortsindicator vanaf 38°C
- Weergave in °C en °F
- Bevat geen kwik of glas
- Kan worden gedesinfecteerd
- 10 geheugenlocaties met datum en tijd
- Automatische uitschakeling
- Groot display

