

Infrarood massageapparaat Beurer MG40



- Welzijnsbevorderende vibratiemassage
- Roterend massagehoofd en in 3 standen verstelbare handgreep
- Ideaal voor gerichte en plaatselijke massages
- Activeerbare infraroodwarmte
- 4 verwisselbare massage-opzetstukken (2 opzetstukken met nopjes, borstelopzetstuk, kegelopzetstuk)
- 3 functieniveaus (vibratiemassage, infraroodwarmte, vibratiemassage met infraroodwarmte)