

Beurer PO30 pulseoximeter



- Meting van SpO2 als mogelijk vitaal teken bij acute ziekten en van de hartslagproblemen (polsslag)
- Voor regelmatige controle en bewaking van de zuurstofsaturatie
- Aandoeningen van de luchtwegen zoals astma, COPD, Covid-19, Long Covid en andere longaandoeningen kunnen leiden tot een daling van de zuurstofsaturatie
- Klinisch gevalideerde nauwkeurigheid voor thuisgebruik
- Kan gebruikt worden voor sporten op grote hoogte
- Kleurenscherm met 4 perspectieven
- Instelbare schermhelderheid
- Grafische weergave van hartslag
- Klein en lichtgewicht: voor gebruik thuis of onderweg
- Automatische uitschakeling
- Indicator voor batterijwissel
- Polsband en riemtasje inbegrepen