

Schouder kompres GelPro Idendités



- Biedt een complete thermotherapiebehandeling
- Kan worden gebruikt in de vriezer of met microgolfoven
- Past over het te behandelen gebied en sluit goed aan omwille van het rekbaar materiaal, waardoor het geschikt is voor de meeste lichaamsvormen
- Ontwerp dat over de arm glijdt om de hele schouder te

bedekken, de verlengbare klittenband sluit onder de andere arm

- Afmetingen zonder verlenging: 29 x 35 cm
- Lengte van de riem zonder verlenging: 76 cm
- Kleur: blauw