

Digitale elektrostimulator Beurer EM80



Deze EMS/TENS elektrostimulator is ideaal voor pijntherapie en spierstimulatie. Hij heeft 8 elektroden en 4 afzonderlijk instelbare kanalen.

- Pijntherapie (TENS)
- Spierstimulatie (EMS)
- Ontspanning en massage
- 8 elektroden en 4 afzonderlijk instelbare kanalen
- Zelfklevende gelelektroden (8 meegeleverd, 45 x 45 mm)
- 4 afzonderlijk instelbare kanalen
- 30 voorgeprogrammeerde toepassingen
- 20 aanpasbare programma's: frequentie, pulsbereik, programmeerbare aan/uit-tijd
- Instelbare intensiteit
- Afteltimer
- Veiligheidsuitschakeling
- Doktersfunctie voor de ideale aanpassing aan uw persoonlijke therapieprogramma
- Medisch product klasse I
- Opbergetui