

Beurer BM64 armbloeddrukmeter



Bluetooth® bovenarmbloeddrukmeter met inflatietechnologie en gepatenteerde rustindicator
 Uitgerust met de gepatenteerde rustindicator en tal van andere functies, zoals een XL zwart scherm met achtergrondverlichting en "Sensor Touch"-aanraakknoppen, garandeert de Beurer BM 64 een hoogwaardige en veilige meting van de bloeddruk. Dankzij de innovatieve koppeling met uw smartphone en de "HealthManager Pro"-app kunt u uw waarden altijd en overal bijhouden.

• Kenmerken :

- Geavanceerde aritmieherkenning: detecteert atriumfibrillatie ter preventie van beroertes
- Door artsen aanbevolen drievoudige meting voor nog nauwkeurigere resultaten
- Inflatietechnologie: Meting tijdens het oppompen voor meer comfort en snellere meting
- Houd uw bloeddrukwaarden altijd in de gaten met de "Beurer HealthManager Pro"-app
- Volautomatische meting van bloeddruk en pols op de

bovenarm

- Gepatenteerde rustindicator* voor nauwkeurige meetresultaten
- Risico-indicator: met geïntegreerde schaal op het scherm voor classificatie van de meetresultaten
- Manchetpositioneringscontrole: voor correcte plaatsing van de manchet op de arm
- Eenvoudige bediening met Sensor Touch-knoppen
- Berekening van het gemiddelde van alle opgeslagen waarden en van ochtend-/avondbloeddruk van de afgelopen 7 dagen
- 2 gebruikers met elk 120 meetwaarden
- Duidelijk en goed leesbaar zwart scherm
- Manchet geschikt voor een armomtrek van 22 tot 42 cm
- Inclusief opbergetui
- Inclusief bloeddrukdagboek om meetwaarden te noteren
- Netadapter apart verkrijgbaar
- Medisch hulpmiddel
- Patent EP 1 673 009