

Infrarood massageapparaat Beurer MG70



Dit infraroodmassageapparaat draagt bij aan uw ontspanning dankzij een diepe klopmassage. De infraroodwarmtefunctie kan worden geactiveerd. Dankzij het afneembare handvat is het apparaat bijzonder veelzijdig.

- Ontspannende klopmassage met diepe werking
- Veelzijdig gebruik dankzij afneembaar handvat
- Traploos instelbare massage-intensiteit

- Activeerbare warmtestraling
- 2 verwisselbare massage-opzetstukken (zacht opzetstuk, opzetstuk met nopjes)
- 2 functieniveaus (klopmassage, klopmassage met infraroodwarmte)
- Afneembaar en antislip handvat met Soft Touch-oppervlak