

Beurer BC28 bloeddrukmeter



- Eenvoudig in gebruik: onze polsbloeddrukmeters maken het verschil.
- Vooral tijdens verplaatsingen zijn deze praktische apparaten betrouwbare metgezellen voor een regelmatige controle van uw bloeddruk.
- Volautomatische meting van de bloeddruk en polsslag ter hoogte van de pols
- Gemiddelde van alle opgeslagen meetwaarden
- Gemiddelde van de ochtend- en avondbloeddruk van de laatste 7 dagen
- Zeer duidelijk display
- 2 x 60 geheugenplaatsen
- Risico-indicator
- Detectie van aritmie
- Medisch hulpmiddel
- Geschikt voor een polsomtrek van 14,0 tot 19,5 cm
- Datum en tijd/automatische uitschakeling
- Waarschuwing bij bedieningsfout
- Batterijvervangingsindicator
- Opbergruimte