

Stabimed Fresh Bidon van 5 L



Handmatige desinfecterende reiniger voor invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen, hittebestendige instrumenten en starre en flexibele endoscopen.

- Snel, doeltreffend en economisch met een breed werkingsspectrum

- Vloeibaar concentraat op basis van alkylamine
- Vrij van fenol, QAC en aldehyde, waardoor er geen eiwitfixatie optreedt
- Uitstekende reinigingseigenschappen, verwijdert gemakkelijk bloed en secreties
- Ook geschikt voor ultrasone reiniging