

Doos van 5 Biatain siliconeverbanden, zachte hechting, 15 x 15 cm - Steriel



- Biatain Silicone met 3DFit Technology is een zacht, conformeerbaar polyurethaanschuimverband met een bacteriën- en waterbestendige toplaag, een afsluitende laag en een zachte siliconen kleeftlaag.
 - Het kan gebruikt worden op een breed scala aan chronische en acute exsuderende wonden, waardoor Biatain Silicone de voor de hand liggende keuze is voor vochtige genezing van veel voorkomende wonden.
 - Geschikt voor diabetische wonden
 - Past zich aan het wondbed aan
 - Absorbeert verticaal
 - Houdt exsudaat en 99,98% van de bacteriën vast
- Gebruik:
 - Biatain Silicone is geïndiceerd voor een breed scala aan chronische en acute exsuderende wonden.
 - Verzorging van matig tot sterk exsuderende, ontluikende wonden. Hieronder vallen beenzweren, doorligwonden, niet geïnfecteerde diabetische voetzweren, donorplaatsen, postoperatieve wonden en traumatische wonden.
 - Het kan worden gebruikt in combinatie met compressietherapie en kan tot 7 dagen blijven zitten.
 - Zachte adhesie.