

Doos van 10 Biatain Lite siliconeverbanden, zachte hechting, 7,5 x 7,5 cm - Steriel



- Biatain Silicone Lite is een dun, ultraflexibel en absorberend verband van polyurethaanschuim met een bacterie- en waterbestendige toplaag en een zachte siliconen kleeftlaag.
- De zachte, fijne schuimvulling ter hoogte van de huid maakt het comfortabel om te dragen en geschikt voor gebruikers die meer mobiliteit nodig hebben.
- Geschikt voor diabetische wonden
- Past zich aan het wondbed aan
- Absorbeert verticaal
- Houdt exsudaat vast
- Gebruik:
 - Biatain Silicone Lite kan worden gebruikt voor een breed scala aan niet- of minimaal exsuderende chronische en acute wonden. Deze omvatten beenulcera, drukulcera, niet geïnfecteerde diabetische voetulcera, donorplaatsen, postoperatieve wonden en traumatische wonden.
 - Het kan worden gebruikt in combinatie met compressietherapie en kan tot 7 dagen blijven zitten.