

Polyform gelkussen



- Ontworpen om comfort te bieden aan de gebruiker, met name bij gebruik van een rolstoel
- Te gebruiken bij een (nagenoeg) nul of laag risico op doorligwonden
- De sterke vernetting van het visco-elastische gel voorkomt dat het gel volledig migreert en beperkt zo het

risico op drukpunten ter hoogte van uitstekende botdelen

- Waterdicht oppervlaktemateriaal (geschikt bij incontinentie)
- Voorzien van een antislipzijde
- Geleverd met 2 PU-hoezen
- Afmetingen: 40 x 40 x 2,5 cm (L x D x H)