

Toiletliften lofoten premium naar rechts Identités



- Totale afmetingen: B 60,6 x D 52,5 x H.
- Verstelbaar van 38,5 tot 48,5 cm (met pootjes) of 42 tot 45 cm (met wieltjes).
- Breedte tussen armleuningen 48 cm.
- Hoogte rugleuning 38 cm (Premium versie).
- Zithoogte: 57,5 tot 67,5 cm.
- Met onze Lofoten toiletlift stap je veilig en moeiteloos op en van het toilet.
- Bedien gewoon de knop op een van de armleuningen en de zitting gaat zachtjes omhoog of omlaag.
- De Lofoten kan om je bestaande toilet worden geplaatst zonder armaturen of werkzaamheden.
- Hij wordt standaard geleverd met 4 zwenkwielen (2 met rem): je kunt ervoor kiezen om hem op zijn poten of zwenkwielen te installeren.
- Het Premium-model heeft een oplaadbare batterij met oplaadindicator (ongeveer 100 cycli op een volle lading), een ergonomische rugleuning en een afneembare pot voor zelfstandig gebruik.
- Structuur van wit verzinkt staal, ABS en rubberen voetjes.