

Doos van 10 Biatain Alginaat AG Filler verbanden, 3 x 44 cm - Steriel



- Biatain Alginate Ag is een sterk absorberend verband van zilveralginaat voor matig tot sterk exsuderende geïnfecteerde wonden van verschillende grootte, vorm en diepte.
- Geschikt voor diabetische wonden
- Aanbevolen voor holtevlulling van geïnfecteerde wonden
- Verband met een zilvercomplex met een breed antimicrobieel profiel
- Hoge verbandintegriteit
- Verminderd risico op lekkage en maceratie
- Gedocumenteerd hemostatisch effect
- Gebruik:
 - Biatain Alginate Ag kan gebruikt worden op matig tot sterk exsuderende gedeeltelijke of volledige wonden.
 - Biatain Alginate Ag kan helpen bij het onder controle houden van kleine bloedingen in oppervlakkige wonden.
 - Biatain Alginate Ag kan gebruikt worden op geïnfecteerde wonden of wonden met infectierisico.
 - Biatain Alginate Ag kan gebruikt worden onder compressieverbanden.
 - Biatain Alginate Ag mag niet gebruikt worden op droge of licht exsuderende wonden of om hevige bloedingen onder controle te houden.
 - Biatain Alginate Ag is geïndiceerd voor de behandeling van postoperatieve wonden, traumatische wonden (huidlaesies, trauma of incisies), beenzweren, doorligwonden, diabetische zweren, transplantaat- en donorplaatsen, holle wonden, oppervlakkige en gedeeltelijke brandwonden.

