

Doos van 10 Biatain Silicone verbanden niet-grens, 12,5 x 12,5 cm - Steriel



- Biatain Silicone Non-Border met 3DFit Technology is een zacht, comfortabel verband van polyurethaanschuim met een dampdoorlatende, bacterie- en waterondoorlatende bovenlaag en een zachte, geperforeerde siliconen kleeftlaag.
- Past zich aan het wondbed aan
- Absorbeert verticaal
- Houdt exsudaat vast
- Gebruik:

- Biatain Silicone Non-Border is geïndiceerd voor een breed scala van weinig tot sterk exsuderende wonden bij patiënten met een gewicht van 40 kg of meer. Hieronder vallen acute wonden zoals donorplaatsen, postoperatieve wonden en traumatische wonden; en chronische wonden zoals beenulcera, doorligwonden en niet geïnfecteerde diabetische voetulcera. Het kan worden gebruikt in combinatie met compressietherapie en kan tot 7 dagen blijven zitten.