

Doos van 5 Biatain Silicone verbanden, 12,5 x 12,5 cm - Steriel



- Biatain Silicone Ag met 3DFit technologie vormt zich naar het wondbed om de opbouw van exsudaat te verminderen en levert Ag af aan het wondbed.
- Van Biatain Silicone Ag is aangetoond dat het 99,99% van de rijpe biofilms (P. Aeruginosa) doodt en biofilmvorming voorkomt (aangetoond in vitro). Volwassen biofilms worden gedefinieerd als aanwezig gedurende ten minste 24 uur.
- Het verband is ook tot 7 dagen effectief tegen een breed spectrum van bacteriën en schimmels.
- Geschikt voor diabetische wonden
- Doodt 99,99% van de rijpe biofilms (aangetoond in vitro)
- Past zich aan het wondbed aan en geeft Ag af aan het wondbed
- Absorbeert verticaal
- Houdt exsudaat vast
- Gebruik:
 - Biatain Silicone Ag is geïndiceerd voor een breed scala van wonden met lage tot hoge exsudatie met vertraagde genezing als gevolg van bacteriën of wonden met infectierisico. Hieronder vallen acute wonden zoals tweedegraads brandwonden, donorplaatsen, postoperatieve wonden en traumatische wonden, maar ook chronische wonden zoals beenzweren, doorligwonden en diabetische voetzweren.

