


Elektroden voor ELI 230 Doos van 300



- De Welch Allyn Solid Gel-klemmelektrode heeft de vorm van een waterdruppel en is gemaakt van polyethyleenschuim met een vaste, geleidende hydrogel.
- Ze heeft een medische kleeflaag van hoge kwaliteit op basis van acryl.
- De Welch Allyn Solid Gel-klemmelektrode is gemaakt van

hoogwaardige materialen en voldoet aan of overtreft de AAMI-normen voor wegwerpbare ECG-elektroden. Ze is ontworpen om goed te werken in alle soorten bewakingsomstandigheden, volgens de eisen van de industrie.