

Beurer MS01 mechanische personenweegschaal



Deze weegschaal is een echte klassieker en past in elke badkamer. Het apparaat onderscheidt zich door de gemakkelijk af te lezen analoge gewichtswaergave en het antislippoppervlak.

- Het basismodel voor iedere badkamer
- Gemakkelijk af te lezen gewichtswaergave

- Analoge gewichtswaergave
- Antislippoppervlak
- Afmetingen loopvlakoppervlak : 27 x 30 cm
- Waergavevenster : 7,3 x 5 cm
- Cijfergrootte en kleur : 5 mm - zwart
- Gewicht : 1,56 kg
- Max belasting : 120 kg