

Elliptische hometrainer Ergo Identités



- De elliptische traptrainer Ergo maakt het mogelijk om de benen te mobiliseren terwijl u comfortabel blijft zitten
- Ideaal voor lymfedrainage, revalidatie na een ongeval en het stimuleren van de bloedsomloop
- Keuze uit voorwaartse of achterwaartse beweging
- 10 verschillende snelheden
- Weergave van tijd, snelheid, aantal stappen, afgelegde afstand en verbruikte calorieën
- Motor van 60 W
- Bediening via afstandsbediening
- Antislippedalen
- Netadapter inbegrepen
- Afmetingen: 44,3 × 39,5 × 25,6 cm
- Gewicht: 7,3 kg