

Meliseptol Rapid.

Per doos met 12 flacons met spray van 750 ml



- Gebruiksklaar alcoholisch ontsmettingsmiddel met snelle werking, bestemd voor medisch meubilair zoals bv. apparatuur van operatiezalen, ziekenhuisbedden, matrasovertrekken, onderzoeksetels en andere kleine oppervlakken die bestand zijn tegen alcohol in dokterskabinetten of ziekenhuizen.
- Meliseptol Rapid wordt gebruikt in alle gevallen waarin meubels en oppervlakken zo snel mogelijk en zonder

wachttijd opnieuw operationeel moeten zijn en vanuit hygiënisch oogpunt onberispelijk moeten zijn.

- Bevat geen aldehydes en alcoylamines
- Werkt uiterst snel tegen bacteriën, schimmels en virussen - actief binnen 1 minuut
- Voor universeel gebruik
- Aangename en discrete geur
- Toelating nr BE-REG-01922.