

WC- verhoger uit geïnjecteerd schuimrubber, Hoogte 14 cm



- Rechtstreeks te plaatsen op het toilet.
- Past perfect op alle toiletten
- Gewicht artikel: 2,5 kg
- Maximaal gewicht patiënt: 185 kg
- Afmetingen: breedte 37 cm, diepte 41 cm, totale hoogte

16 cm

- Materiaal: Zitting van geïnjecteerd HR-schuim met PVC-hoes
- Houderhoud: niet-schurende huishoudvloeistof, een chloorvrij middel of reinigen met water en zeep