

Meliseptol Rapid. Per flacon met spray van 750 ml



- Gebruiksklaar alcoholisch ontsmettingsmiddel met snelle werking, bestemd voor medisch meubilair zoals bv. apparatuur van operatiezalen, ziekenhuisbedden, matrasovertrekken, onderzoekszetels en andere kleine oppervlakken die bestand zijn tegen alcohol in dokterskabinetten of ziekenhuizen.
- Meliseptol Rapid wordt gebruikt in alle gevallen waarin meubels en oppervlakken zo snel mogelijk en zonder wachttijd opnieuw operationeel moeten zijn en vanuit hygiënisch oogpunt onberispelijk moeten zijn.
- Bevat geen aldehydes en alcoylamines
- Werkt uiterst snel tegen bacteriën, schimmels en virussen
 - actief binnen 1 minuut
- Voor universeel gebruik
- Aangename en discrete geur
- Gebruik biociden voorzichtig. Voor elk gebruik lees het etiket en de productinformatie.
- Biocide toegewezen aan het gesloten circuit
- U moet zich registreren als gebruiker van biociden van de gesloten circuit
- www.health.belgium.be/nl/gesloten-circuit
- Toelating nr BE-REG-01922