

Littmann Cardiology IV Stethoscoop, zwart



- Instelbare membraan uit 1 stuk voor perfecte weergave van hoogfrequentie geluiden
- Beide zijden van het borststuk (volwassenen en kinderen) zijn uitgerust met verstelbare membranen
- Het eendelig gegoten membraan vergemakkelijkt de bevestiging en reiniging dankzij het gladde oppervlak
- Multi-purpose borststuk dankzij de mogelijkheid van de

pediatrische zijde door een anti-koud ring te vervangen

- De slang "nieuwe generatie" is resistent tegen vloeistoffen en alcohol, voor een langere levensduur
- De precieze design van het borststuk verleent aan de stethoscoop een meer ergonomische vorm
- De stethoscoop beschikt ook over een indicator van de modus waarop hij is ingesteld