

Flaem Hospineb aërosol



- Aerosolapparaat voor professioneel gebruik
- Voor continu gebruik
- Snel en effectief met vernevelaar uitgerust met ventielsysteem
- Met handgreep en snoeropbergvak
- Geleverd met soft-touch maskers voor volwassenen en kinderen, nebulisator, slang en filter
- Maximale druk: 3,5 bar
- Luchtstroom van de compressor: 14 l/min
- Nebulisatieflow: tussen 0,21 en 0,54 ml/min
- Max capaciteit geneesmiddel: 8 ml
- Voeding: 230 V - 50 Hz - (150 VA)
- Geluid: 57 dB
- Afmetingen: 20 x 18 x 11 cm (B x B x H)
- Gewicht: 1,8 kg