

Bloeddrukmeter arm Rossmax X3



- Bewegingsdetectie.
- Manchet detectie.
- Meting van de hartslag en bloeddruk aan de arm.
- Onregelmatige hartslagdetectie.
- Groot LCD-scherm: 57 x 73 mm.
- Geheugen: 2 x 60 metingen met datum- en tijdaanduiding.
- Automatische éénknopsbediening.
- Gemiddelde van de laatste 3 metingen.
- Geheugen 2 x 60 metingen met datum en tijd indicatie.
- Gastmodus.
- Gepatenteerde universele conische manchet zonder latex.
- Armband.
- Kalibratie voor het leven.
- Batterij- en netvoeding (optionele adapter ref. 334.934)

