

Cellulose reinigingsdoeken

Doos met 20 x 50 stuks



Deze reinigings- en verzorgingsdoekjes worden gebruikt waar vloeistoffen snel en veilig dienen te worden opgenomen. Ze zijn geschikt om ultrasone gels op te nemen, patiënten te reinigen of af te vegen. Door de oppervlaktestructuur van het doek worden alle vuildeeltjes veilig opgenomen. De sterk absorberende

celstofvezels zorgen ervoor dat vloeistoffen snel worden opgenomen. De doekjes zijn bijzonder zacht en huidvriendelijk.

- Z-vouw, 3-laags in handige "pluk" verpakking
- Afmetingen : 32 x 33 cm
- Kleur : natuurlijk wit