

Isothermisch tasje voor diabetici



- Speciaal ontworpen tasje voor mensen met diabetes. Het hoofdcompartiment is isotherm, en maakt het transport van de insuline en de andere accessoires bij een optimale temperatuur mogelijk.
- Plat intern vakje voor gel-element
- Wit intern isothermisch materiaal
- Afmetingen: 19 x 10 x 5 cm
- Inhoud: 0,95 l
- Gewicht: 0,13 kg
- Materiaal: 420D polyester
- Wasbaar
- Kleur: blauw