

Transparante zelfklevende film Opsite Flexifix, 10 cm x 10 m 1 rol



- Niet steriel
 - Opsite Flexifix is een transparante plakfolie op rol. Ideaal voor de bescherming van de huid, fixeren van verbanden en slangen, en voor pijnverlichting van perifere neuropathie. Bezit al de voordelen van de OpSite film en heeft een uniek toepassingssysteem.
 - Bestendig tegen water en bacteriën
 - Transparant
 - Uitstekende soepelheid
 - Unieke presentatie op een rol voor een makkelijk gebruik
- Eigenschappen:

