

**Opsite Post-Op verbanden, 9,5 x 8,5 cm, steriel.
Doos met 20**



OPSITE Post-Op is een uniek post-operatief verband dat de voordelen combineert van een hoge vochtdoorlaatbare folie met een beschermend en absorberend niet-verklevend wondkussen en een eenvoudig aanbrengsysteem. De op een speciale manier aangebrachte kleeflaag van OPSITE Post-Op heeft REACTIC™ eigenschappen die reageren op de aanwezig van vocht, resulterend in een hoge mate van doorlaatbaarheid.

Eigenschappen:

OPSITE Post-Op is opgebouwd uit twee materialen:
Ademende polyurethaan OPSITE topfilm
Absorberend niet-verklevend MELOLIN wondkussen

Voordelen:

Bacteriële barrière
Waterdichte folie
Hoge lucht- en waterdampdoorlaatbaarheid
Hoog absorberend, niet verklevend wondkussen
Comfortabel en laat de patiënt vrij in zijn / haar bewegingen.
Afgeronde hoeken / dunne folie
Hypo-allergene kleeflaag

Indicaties:

OPSITE Post-Op is geïndiceerd voor de behandeling van acute, weinig tot matig exsuderende wonden, zoals:
Snijwonden, schaafwonden
Post-operatieve wonden
Kleine brandwonden