

STIL'eco naaldcontainer Pocket



- Inhoud: 0,25 liter
- Geschikt voor thuisverpleegkundigen, spoeddiensten, brandweer, ziekenwagens, diabetici en in EHBO-kits
- Container uit PP copolymeer
- Een tijdelijke -en een definitieve sluiting met permanente verzegeling
- Speciaal model voor diabetici met operculum voor insulinepen
- Afmetingen: 130 x 60 x 34 mm
- Kleur: geel
- Gemaakt in Frankrijk