

## Stethoscoop Littmann® Master Cardio, zwart



UITZONDERLIJKE geluidskwaliteit.

Uniek gebrevetteerd borststuk met dubbele frequentie : laat toe om de hoge en lage frequentie te horen zondere het borststuk te moeten draaien.

Monobloc borststuk in handgepolierd metaal, slang met

dubbele

inwendige wand, anti-koude ring, lichte en voorgevormde oorbeugel met springveer voor extra stevigheid., goed sluitende oordopjes en een pediatrische adaptor..