

Stethoscoop Littman Lightweight, Caribisch blauw.



- Beroep : verpleegkundig algemeen gebruik.
- De kwaliteit van Littmann® komt tot uiting in de zachte, afsluitende oordopjes in combinatie met het borststuk met kelk/membraan. Handige dubbelzijdige stethoscoop met 'instelbare technologie' van 3M waarmee u geluiden met lage en hoge frequentie kunt horen, door gewoon lichte of harde druk op het borststuk uit te oefenen.
- Luister naar geluiden met lage frequenties met de open kelk.
- Anatomisch comfort en uitstekende akoestische isolatie

met gepatenteerde 3M™ Littmann®. Snap Tight Soft-Sealing oordopjes.

- Hoogwaardige geluidsoverdracht door de anatomisch gevormde oorbeugel die perfect en comfortabel in uw oor past.
- Verschillende kleuren van slangen om uitdrukking te geven aan uw eigen stijl.
- Eivormig borststuk met aparte kelk voor een betere oriëntatie rond de bloedmanchet en lichaamsvormen.
- De keuze voor verpleegkundigen.