

BD Microlance 3 naalden - oranje - 25G x 5/8"
Doos met 100



- Steriel, voor eenmalig gebruik zonder latex
- Bevelontwerp maakt gebruik van geavanceerde technologieën (drievoudige afschuining, elektrolyse-afwerking)
- In-vitro en in-vivo studies hebben een kwalitatieve superioriteit van de penetratie-index aangetoond
- Dunne parios die het gebruik van dunnere naalden, gelijkmatige of hogere injecties mogelijk maken in vergelijking met normale naalden voor de wand.
- Naalden van BD Microlance 3 passen op een Luer of Luer-Lok conus
- Sterilisatie: ethyleenoxide
- Subcutane naald
- Lengte: 16 mm
- Diameter: 0,50 mm
- Volume: 0,049 ml