

Naaldcontainer SHARPSAFE, 2 liter.



- Afmetingen: 197 x 126 x 177 mm (L x B x H)
- Afmetingen brede opening: 55 x 50 mm
- Assemblage 4 klikken / uit één stuk
- SF deksel met veiligheidsklep - Etiket FR/NL
- Sharpsafe® is de referentie op het vlak van containers, en evolueert mee met de veiligheids- en kwaliteitsbehoeften.
- Dankzij de nieuwe ISO-norm EN 2390:2012, de

internationale standaard voor de verpakking van scherpe instrumenten, kunnen wij containers in meer geschikte maten en vormen aanbieden. De Franse norm NFX 30 511:2015, die als bijlage bij EN ISO 23907:2012 is gevoegd, vervangt NFX 30 500 en NFX 30 505.