

## Naaldcontainer SHARPSAFE, 7 liter.



Afmetingen: 175 x 175 x 380 mm (L x B x H)  
Afmetingen brede opening: 55 x 50 mm  
Assemblage 4 klikken / uit één stuk  
SF deksel met veiligheidsklep - Etiket FR/NL  
Sharpsafe® is de referentie op het vlak van containers, en evolueert mee met de veiligheids- en kwaliteitsbehoeften. Ook vandaag nog past het zich aan de nieuwe uitdagingen voor beheer van het risico op accidentele bloedcontacten aan.

Hieruit blijkt de bewustwording van de risico's met betrekking tot prikkende voorwerpen in medisch afval. Dankzij de nieuwe ISO-norm EN 2390:2012, de internationale standaard voor de verpakking van scherpe instrumenten, kunnen wij containers in meer geschikte maten en vormen aanbieden. De Franse norm NFX 30 511:2015, die als bijlage bij EN ISO 23907:2012 is gevoegd, vervangt NFX 30 500 en NFX 30 505.