

Dax Alcogel Pompfles van 600 ml



- Semi-gel samengesteld uit drie verschillende alcoholen, met ethanol als hoofdbestanddeel
- Hygiënische handontsmetting gedoseerd op 85,29 % volume alcohol
- Dax Alcogel werkt snel en efficiënt, zonder te plakken na verdamping
- De toevoeging van glycerine als hydraterend middel

behoudt de natuurlijke vochtigheid van de huid en voorkomt uitdroging

- Reuk- en kleurloos
- Gebruik biociden voorzichtig. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie.
- Toelating nr BE-REG-02056