

Etac Turner Pro transferhulp



- Etac Turner PRO is een rotatiehulpmiddel met een functioneel ontwerp waarmee de patiënt veilig kan draaien met een staande steun
- Dit rotatiehulpmiddel zorgt voor een goede houding en minimaliseert het risico op verwonding van de zorgverlener tijdens de transfer, en het stimuleert de natuurlijke rechtop- en zitbewegingen van de gebruiker
- De enige afstelling die nodig is, is de hoogte van de beensteun en de handgreep
- Dan kan de transfer veilig gebeuren terwijl de verzorger en gebruiker oogcontact en communicatie kunnen behouden
- Het oranje handvat biedt een sterke en contrasterende kleur die gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen of dementie kan helpen
- De kleine basisplaat maakt het de perfecte keuze als transferhulpmiddel bij transfers in krappe ruimtes
- Etac Turner PRO is gemakkelijk te vervoeren dankzij het lage gewicht van slechts 7,5 kg, daarnaast is hij compact en gemakkelijk vast te pakken
- Afmetingen: 80-120 cm
- Hoogte beensteun: 15 cm
- Breedte beensteun: 38 cm